

Udgivelsesnoter for GeneXpert® Dx 6.5a-software

Dette dokument indeholder nye oplysninger, kendte begrænsninger og præciseringer, der ikke er beskrevet i *Betjeningsvejledningen til GeneXpert Dx-systemet*.

Installations- og betjeningsoplysninger

Der henvises til følgende dokumenter for vejledning til installation og betjening af softwareversion 6.5a:

- Installationsanvisninger til GeneXpert Dx, version 6.5, rev. D (dokumentnr. 302-4071-DA)
- Betjeningsvejledning til GeneXpert Dx, version 6.5, Rev. C (dokumentnr. 303-3411) til IVD
- Betjeningsvejledning til GeneXpert Dx, version 6.5, Rev. E (dokumentnr. 302-8378-DA) til CE-IVD
- Flersproget brochure til Windows 11 GeneXpert Dx (dokumentnr. 303-5234)

De eksisterende dokumenter til version 6.5 gælder også for version 6.5a, da der ikke er foretaget ændringer i anvisningerne til version 6.5.

1. Nye funktioner

Denne patch inkluderer følgende opdateringer:

- Opgraderet til den nyeste version af OpenJDK 8 for at inkorporere vigtige sikkerhedsforbedringer
- Softwaren kan nu installeres på systemer med Windows 11

2. Løste problemer

Den seneste udgivelse retter kendte problemer i tidligere versioner af softwaren:

- Fjernbrugere skal nu indtaste en adgangskode, når de logger på med LDAP aktiveret

3. Kendte problemer

3.1. Oprettelse af test

Forsigtig:

Cepheid anbefaler altid at bekræfte, at LIS-overførte resultater matcher GeneXpert-testresultaterne efter eventuelle ændringer af GeneXpert- eller værtssystemet, herunder (men ikke begrænset til) ændringer af følgende:

- GeneXpert-softwareversion
- GeneXpert-analysedefinitionsversion
- Indstillinger for GeneXpert-værtskommunikation
- Ændringer i værts-middleware software eller -konfiguration
- Ændringer i LIS-software eller -konfiguration

Udgivelsesnoter for GeneXpert® Dx 6.5a-software

3.2. Oprettelse af test

- 3.2.1. Undlad at indscanne en strejkode i felterne Patient-id (Patient ID) eller Prøve-id (Sample ID) i dialogboksen Opret test (Create Test), hvis der allerede er indtastet noget i feltet. Scanning af en strejkode efter indtastning i feltet vil medføre, at der scannes ugyldige tegn. Feltet Patient-id (Patient ID) eller Prøve-id (Sample ID) opdateres ved at lukke dialogboksen Create Test (Opret test), vælge Create Test (Opret test) igen og scanne id-strejkoden.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 og senere understøtter ikke en kombination af BA 4-Plex- og BG Duplex-analyser.

3.3. Konvertering af database

- 3.3.1. Problemer med databaseoverførsel kan afhjælpes ved at udføre følgende handlinger:
 - 3.3.1.1. Kør installationsprogrammet, og vælg brugerdefineret installation (custom install)
 - 3.3.1.2. Vælg rens database (clean database) på skærbilledet for brugerdefineret installation (custom install)
 - 3.3.1.3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen af softwaren
 - 3.3.1.4. Kontakt Cepheid teknisk support for at konvertere og gendanne databasen

3.4. Lokalisering

- 3.4.1. Når GeneXpert-softwaren køres i den russiske konfiguration, viser dialogbokse for filvalg noget af teksten på engelsk i stedet for oversat til russisk. De påvirkede dialogbokse er dialogen **Gem (Save)** under dialogen Arkivér test (Archive Test), dialogen **Åbn (Open)** under Hent test (Retrieve Test), dialogen Sikkerhedskopiering af database (Database Backup) og dialogen **Vælg fil (Select File)** under Gendannelse af database (Database Restore).

De manglende oversættelser er:

“Look In” - “Найти в”
“File Name” - “Имя файла”
“Files of Type” - “Тип файлов”
“Cancel” - “Отменить”
“Open” - “Открыть”

3.5. Softwarelicensaftale

- 3.5.1. Under installationen er brugeren muligvis ikke i stand til at udskrive softwarelicensaftalen på Windows 11. Brugeren kan indstille standardprogrammet for .rtf-filer til Apache Open Office, hvis det er installeret på systemet, for at aktivere udskrivning før installation. Alternativt kan aftalen udskrives efter installation ved at åbne pdf-versionen af licensaftalen fra skærbilledet Om (About) i Dx-programmet.