

Σημειώσεις έκδοσης λογισμικού GeneXpert® Dx 6.5a

Αυτό το έγγραφο περιέχει νέες πληροφορίες, γνωστούς περιορισμούς και διασαφηνίσεις που δεν περιγράφονται στο *Εγχειρίδιο χρήστη του συστήματος GeneXpert Dx*.

Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ανατρέξτε στα ακόλουθα έγγραφα για οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για την έκδοση λογισμικού 6.5a:

- Οδηγίες εγκατάστασης GeneXpert Dx, έκδοση 6.5, Αναθ. D (Αρ. εγγράφου 302-4071-EL)
- Εγχειρίδιο χρήστη GeneXpert Dx, έκδοση 6.5, Αναθ. C (Αρ. εγγράφου 303-3411) για IVD
- Εγχειρίδιο χρήστη GeneXpert Dx, έκδοση 6.5, Αναθ. E (Αρ. εγγράφου 302-8378-EL) για CE-IVD
- Φυλλάδιο πολλαπλών γλωσσών GeneXpert Dx των Windows 11 (Αρ. εγγράφου 303-5234)

Τα υπάρχοντα έγγραφα έκδοσης 6.5 ισχύουν επίσης για την έκδοση 6.5a, καθώς δεν έγιναν αλλαγές στις οδηγίες από την έκδοση 6.5.

1. Νέες δυνατότητες

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερώσεις:

- Αναβαθμίστηκε στην πιο πρόσφατη έκδοση του OpenJDK 8 για να ενσωματώσει σημαντικές βελτιώσεις ασφαλείας
- Το λογισμικό μπορεί τώρα να εγκατασταθεί σε συστήματα Windows 11

2. Επιλυμένα ζητήματα

Η πιο πρόσφατη έκδοση διορθώνει γνωστά ζητήματα σε προηγούμενες αναθεωρήσεις του λογισμικού:

- Οι απομακρυσμένοι χρήστες πρέπει τώρα να εισάγουν κωδικό πρόσβασης όταν συνδέονται με ενεργοποιημένο το LDAP

3. Γνωστά ζητήματα

3.1. Δημιουργία εξέτασης

Προσοχή:

Η Cepheid συνιστά να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι τα αποτελέσματα που αποστέλλονται στο LIS αντιστοιχούν με τα αποτελέσματα του GeneXpert μετά από οποιοσδήποτε αλλαγές στο GeneXpert ή το σύστημα του κεντρικού υπολογιστή συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) των αλλαγών στα εξής:

- Έκδοση λογισμικού GeneXpert
- Έκδοση ορισμών προσδιορισμών GeneXpert
- Ρυθμίσεις επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή GeneXpert
- Ενδιάμεσο λογισμικό ή αλλαγές στη ρύθμιση των παραμέτρων του κεντρικού υπολογιστή
- Αλλαγές στο λογισμικό ή στις ρυθμίσεις παραμέτρων LIS

Σημειώσεις έκδοσης λογισμικού GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Δημιουργία εξέτασης

- 3.2.1. Μη σαρώνετε έναν γραμμωτό κωδικό στα πεδία Αναγνωριστικό ασθενούς (Patient ID) ή Αναγνωριστικό δείγματος (Sample ID) στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία εξέτασης (Create Test) εάν έχετε ήδη πληκτρολογήσει σε αυτό το πεδίο. Η σάρωση ενός γραμμωτού κωδικού αφού έχετε πληκτρολογήσει στο πεδίο θα προκαλέσει τη σάρωση μη έγκυρων χαρακτήρων. Για ενημέρωση του πεδίου Αναγνωριστικό ασθενούς (Patient ID) ή Αναγνωριστικό δείγματος (Sample ID), κλείστε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία εξέτασης (Create Test), επιλέξτε ξανά Δημιουργία εξέτασης (Create Test) και σαρώστε τον γραμμωτό κωδικό του αναγνωριστικού.
- 3.2.2. Το GX Dx 4.6 και μεταγενέστερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν συνδυασμό προσδιορισμών BA 4-Plex και BG Duplex.

3.3. Μετατροπή της βάσης δεδομένων

- 3.3.1. Τα ζητήματα που αφορούν τη μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων μπορούν να μετριάσουν με τις παρακάτω ενέργειες:
- 3.3.1.1. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και επιλέξτε Προσαρμοσμένη εγκατάσταση (Custom Install)
 - 3.3.1.2. Στην οθόνη Προσαρμοσμένη εγκατάσταση (Custom Install), επιλέξτε Καθαρή βάση δεδομένων (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού
 - 3.3.1.4. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Cepheid για τη μετατροπή και την επαναφορά της βάσης δεδομένων

3.4. Τοπικοποίηση

- 3.4.1. Όταν το λογισμικό GeneXpert εκτελείται σε ρωσική ρύθμιση παραμέτρων, τα παράθυρα διαλόγου εμφανίζουν κάποιο κείμενο στα αγγλικά αντί για τη μετάφρασή του στα ρωσικά. Τα πλαίσια διαλόγου που επηρεάζονται είναι το πλαίσιο διαλόγου **Αποθήκευση** (Save) κατά τη διάρκεια της αρχειοθέτησης εξέτασης, το πλαίσιο διαλόγου **Ανοιγμα** (Open) κατά τη διάρκεια της Ανάκτηση εξέτασης (Retrieve Test), το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων (Database Backup) και το πλαίσιο διαλόγου **Επιλογή αρχείου** (Select File) κατά τη διάρκεια της Επαναφορά της βάσης δεδομένων (Database Restore).

Οι μεταφράσεις που λείπουν είναι οι εξής:

"Look In" - "Найти в"
"File Name" - "Имя файла"
"Files of Type" - "Тип файлов"
"Cancel" - "Отменить"
"Open" - "Открыть"

3.5. Συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού του συστήματος

- 3.5.1. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ο χρήστης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτυπώσει τη σύμβαση άδειας χρήσης του λογισμικού στα Windows 11. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει την προεπιλεγμένη εφαρμογή για τα αρχεία .rtf στο Apache Open Office, εάν είναι εγκατεστημένο στο σύστημα, για να ενεργοποιήσει την εκτύπωση πριν από την εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η συμφωνία μπορεί να εκτυπωθεί μετά την εγκατάσταση ανοίγοντας την έκδοση PDF της Άδειας χρήσης από την οθόνη Σχετικές πληροφορίες (About) εντός της εφαρμογής Dx.