

GeneXpert® Dx 6.5a tarkvara versiooni teave

See dokument sisaldab uut teavet, teadaolevaid piiranguid ja selgitusi, mida ei ole *süsteemi GeneXpert Dx kasutusjuhendis (GeneXpert Dx System Operator Manual)* kirjeldatud.

Installimise ja kasutamise teave

Tarkvara versiooni 6.5a installimise ja kasutamise juhiseid vaadake järgmistest dokumentidest.

- Süsteemi GeneXpert Dx installimisjuhised, versioon 6.5, red D (dokumendi nr 302-4071-ET)
- Süsteemi GeneXpert Dx kasutusjuhend, versioon 6.5, red C (dokumendi nr 303-3411) IVD jaoks
- Süsteemi GeneXpert Dx kasutusjuhend, versioon 6.5, red E (dokumendi nr 302-8378-ET) CE-IVD jaoks
- Windows 11 süsteemi GeneXpert Dx mitmekeelne flaier (dokumendi nr 303-5234)

Olemasolevad versiooni 6.5 dokumendid kehtivad ka versioonile 6.5a, kuna versiooni 6.5 juhiseid ei muudetud.

1. Uued funktsioonid

See parandusväljaanne sisaldab järgmisi uuendusi.

- Värskendatud OpenJDK 8 uusimale versioonile, et lisada olulised turvatäiustused
- Tarkvara saab nüüd installida Windows 11 süsteemidesse

2. Lahendatud probleemid

Uusim versioon parandab tarkvara varasemate versioonide teadaolevaid probleeme:

- Kaugkasutajad peavad nüüd LDAP-i lubamisel sisselogimisel parooli sisestama.

3. Teadaolevad probleemid

3.1. Analüüsi loomine

Ettevaatust:

Cepheid soovib alati kinnitada, et pärast igasuguseid muudatusi GeneExpert-i või hosti süsteemis vastavad labori infosüsteemi (LIS) üleslaaditud tulemused GeneXpert-i testitulemustele, sealhulgas järgmiste muudatuste korral:

- GeneXpert-i tarkvara versioon
- GeneXpert-i Assay Definition-i versioon
- GeneXpert Host Communication-i seaded
- Hosti vahetarkvara või konfiguratsiooni muudatused
- LIS tarkvara või konfiguratsiooni muudatused

GeneXpert® Dx 6.5a tarkvara versiooni teave

3.2. Analüüsi loomine

- 3.2.1. Ärge skannige dialoogiboksis „Analüüsi loomine“ (Create Test) patsiendi ID (Patient ID) või proovi ID (Sample ID) väljadele vötkoodi, kui olete selle juba väljale trükinud. Vötkoodi skannimisel pärast väljale tippimist skannitakse kehtetud tähemärgid. Patsiendi ID (Patient ID) või proovi ID (Sample ID) välja uuendamiseks sulgege dialoogiboks „Analüüsi loomine“ (Create Test), valige uuesti „Analüüsi loomine“ (Create Test) ja skannige ID vötkood.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 ja kõrgem ei toeta BA 4-Plex ja BG dupleksanalüüside kombinatsiooni.

3.3. Andmebaasi teisendamine

- 3.3.1. Andmebaaside üleviimise probleeme saab leevendada järgmiste toimingutega:
- 3.3.1.1. Käivitage installer ja valige „Kohandatud install“ (Custom Install)
 - 3.3.1.2. „Kohandatud install“ (Custom Install) ekraanil valige „Puhas andmebaas“ (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Tarkvara paigaldamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid
 - 3.3.1.4. Andmebaasi teisendamiseks ja taastamiseks pöörduge Cepheid-i tehnilise toe poole

3.4. Lokaliseerimine

- 3.4.1. Tarkvara GeneXpert töötamisel venekeelse seadistusega kuvatakse faili valimise dialoogis osa tekstist inglise keeles venekeelse tõlke asemel. Dialoogid, mida see puudutab, on **Salvesta (Save)** „Arhiveeri analüüs“ (Archive Test) ajal, dialoog **Ava (Open)** „Leia analüüs“ (Retrieve Test) ajal, dialoog „Andmebaasi varundus“ (Database Backup) ja dialoog **Vali fail (Select File)** „Taasta andmebaas“ (Database Restore) ajal.

Puuduvad tõlked on:

„Look In“ – „Найти в“
„File Name“ – „Имя файла“
„Files of Type“ – „Тип файлов“
„Cancel“ – „Отменить“
„Open“ – „Открыть“

3.5. Tarkvara litsentsileping

- 3.5.1. Installimise ajal ei pruugi kasutajal olla võimalik tarkvara litsentsilepingut Windows 11-s printida. Kasutaja saab määrata .rtf-failide vaikerakenduse Apache Open Office-ile, kui see on süsteemi installitud, et võimaldada printimine enne installimist. Teise võimalusena saab lepingu pärast installimist printida, avades litsentsilepingu PDF-versiooni Dx-rakenduse Teabe (About) ekraanilt.