

GeneXpert® Dx 6.5a -ohjelmiston julkaisutiedot

Tämä asiakirja sisältää uusia tietoja, tunnettuja rajoituksia ja selvennyksiä, joita ei ole kuvattu *GeneXpert Dx -järjestelmän käyttöoppaassa*.

Tietoja asennuksesta ja käytöstä

Katso ohjelmistoversion 6.5a asennus- ja käyttöohjeet seuraavista asiakirjoista:

- GeneXpert Dx -asennusohjeet, versio 6.5, versio D (asiakirjanro 302-4071-FI)
- GeneXpert Dx -käyttöopas, versio 6.5, versio C (asiakirjanro 303-3411) IVD:lle
- GeneXpert Dx -käyttöopas, versio 6.5, versio E (asiakirjanro 302-8378-FI) CE-IVD:lle
- Windows 11 GeneXpert Dx -monikielinen esite (asiakirjanro 303-5234)

Olemassa olevan version 6.5 asiakirjat koskevat myös versiota 6.5a, koska versioon 6.5 liittyviin ohjeisiin ei tehty muutoksia.

1. Uudet ominaisuudet

Tämä korjaustiedoston versio sisältää seuraavat päivitykset:

- OpenJDK 8 päivitetty viimeisimpään versioon tärkeiden turvallisuusparannusten sisällyttämiseksi
- Ohjelmisto voidaan nyt asentaa Windows 11 -järjestelmiin

2. Ratkaistut ongelmat

Uusin julkaisu korjaa tunnetut ongelmat ohjelmiston edellisissä versioissa:

- Etäkäyttäjien on nyt annettava salasana, kun he kirjautuvat sisään LDAP:n ollessa käytössä

3. Tunnetut ongelmat

3.1. Luo testi (Create Test)

Huomio:

Cepheid suosittelee aina vahvistamaan, että LIS-järjestelmään siirretyt tulokset vastaavat GeneXpert-testituloksia jokaisen GeneXpert- tai isäntäjärjestelmään tehdyn muutoksen jälkeen, mukaan lukien muun muassa muutokset seuraaviin:

- GeneXpert-ohjelmistoversio
- GeneXpert-määrityksen määritysversio
- GeneXpert-isäntäyhteyden asetukset
- Isännän väliohjelmiston tai kokoonpanon muutokset
- LIS-ohjelmiston tai -kokoonpanon muutokset

GeneXpert® Dx 6.5a -ohjelmiston julkaisutiedot

3.2. Luo testi

- 3.2.1. Älä skannaa viivakoodia Luo testi (Create Test) -valintaikkunan Potilastunnus (Patient ID)- tai Näytetunnus (Sample ID) -kenttiin, jos olet jo kirjoittanut kenttään. Viivakoodin skannaaminen kenttään kirjoittamisen jälkeen aiheuttaa kelvottomien merkkien skannauksen. Voit päivittää Potilastunnus (Patient ID)- tai Näytetunnus (Sample ID) -kentän sulkemalla Luo testi (Create Test) -valintaikkunan, valitsemalla Luo testi (Create Test) uudelleen ja skannaamalla tunnuksen viivakoodin.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 tai uudempi ei tue BA 4-Plex- ja BG Duplex -määritysten yhdistelmää.

3.3. Tietokannan muuntaminen

- 3.3.1. Tietokannan migraatio-ongelmia voidaan lieventää seuraavilla toimenpiteillä:
- 3.3.1.1. Suorita asennusohjelma ja valitse mukautettu asennus (custom install)
 - 3.3.1.2. Suorita asennusohjelma ja valitse mukautettu asennus (custom install)
 - 3.3.1.3. Suorita ohjelmiston asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita
 - 3.3.1.4. Ota yhteys Cepheidin tekniseen tukeen tietokannan muuntamiseksi ja palauttamiseksi

3.4. Lokalisointi

- 3.4.1. Kun GeneXpert-ohjelmistoa käytetään venäläisessä konfiguraatiossa, tiedoston valintaikkunoissa osa tekstistä on englanniksi sen sijaan, että se olisi käännetty venäjäksi. Kyseiset valintaikkunat ovat **Tallenna (Save)** -valintaikkuna Arkistoi testi (Archive Test) -toiminnon aikana, **Avaa (Open)** -valintaikkuna Palauta testi (Retrieve Test) -toiminnon aikana, Tietokannan varmuuskopiointi (Database Backup)- ja **Valitse tiedosto (Select File)** -valintaikkunat Tietokannan palautus (Database Restore) -toiminnon aikana.

Puuttuvat käännökset ovat:

- "Katso sisään" (Look In) – "Найти в"
- "Tiedoston nimi" (File Name) – "Имя файла"
- "Tiedostotyytit" (Files of Type) – "Тип файлов"
- "Peruuta" (Cancel) – "Отменить"
- "Avaa" (Open) – "Открыть"

3.5. Ohjelmistolisenssisopimus

- 3.5.1. Asennuksen aikana käyttäjä ei ehkä voi tulostaa ohjelmistolisenssisopimusta Windows 11:ssä. Käyttäjä voi asettaa .rtf-tiedostojen oletussovellukseksi Apache Open Officen, jos se on asennettu järjestelmään, jotta tulostus voidaan ottaa käyttöön ennen asennusta. Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan tulostaa asennuksen jälkeen avaamalla lisenssisopimuksen PDF-versio Dx-sovelluksen Tietoja (About) -näytöstä.