

## Notes de mise à jour du logiciel GeneXpert® Dx 6.5a

Ce document contient de nouvelles informations, des limites connues et des clarifications qui ne sont pas décrites dans le *manuel d'utilisation du système GeneXpert Dx*.

### Informations relatives à l'installation et au fonctionnement

Se reporter aux documents suivants pour obtenir des conseils sur l'installation et le fonctionnement de la version logicielle 6.5a :

- Instructions d'installation du GeneXpert Dx, version 6.5, Rév. D (document n° 302-4071-FR)
- Manuel d'utilisation du GeneXpert Dx, version 6.5, Rév. C (document n° 303-3411-FR) pour DMDIV
- Manuel d'utilisation du GeneXpert Dx, version 6.5, Rév. E (document n° 302-8378-FR) pour CE-IVD
- Dépliant multilingue GeneXpert Dx Windows 11 (document n° 303-5234)

Les documents existants de la version 6.5 s'appliquent également à la version 6.5a, car aucune modification n'a été apportée aux instructions de la version 6.5.

### 1. Nouvelles fonctionnalités

Cette version du correctif comprend les mises à jour suivantes :

- Mise à niveau vers la dernière version d'OpenJDK 8 pour intégrer des améliorations de sécurité importantes
- Le logiciel peut maintenant être installé sur les systèmes d'exploitation Windows 11

### 2. Problèmes résolus

La dernière version corrige les problèmes connus dans les révisions précédentes du logiciel :

- Les utilisateurs à distance doivent désormais saisir un mot de passe lorsqu'ils se connectent avec LDAP activé

### 3. Problèmes connus

#### 3.1. Créer un test

##### Attention :

Cepheid recommande de toujours vérifier que les résultats téléchargés vers le SIL correspondent aux résultats de test GeneXpert après toute modification du système GeneXpert ou de l'hôte, y compris (mais sans s'y limiter) les modifications concernant :

- La version du logiciel GeneXpert
- La version du fichier de définition du test GeneXpert
- Les paramètres de communication GeneXpert – hôte
- Modifications apportées au logiciel ou à la configuration de l'hôte
- Modifications apportées au logiciel ou à la configuration du SIL

## Notes de mise à jour du logiciel GeneXpert® Dx 6.5a

### 3.2. Créer un test

3.2.1. Ne pas lire un code-barres dans les champs N° Id du patient (Patient ID) ou N° Id de l'échantillon (Sample ID) de la boîte de dialogue Créer un test (Create Test) si vous avez déjà effectué une saisie dans ce champ. La lecture d'un code-barres après avoir effectué une saisie dans le champ entraînera la lecture de caractères non valides. Pour mettre à jour le champ N° Id du patient (Patient ID) ou le champ N° Id de l'échantillon (Sample ID), fermer la boîte de dialogue Créer un test (Create Test) et sélectionner de nouveau Créer un test (Create Test), puis lire le code-barres du numéro Id.

3.2.2. GX Dx v 4.6 et les versions ultérieures ne prennent pas en charge une association de tests BA 4-Plex et BG Duplex.

### 3.3. Conversion de la base de données

3.3.1. Les problèmes de migration de la base de données peuvent être évités en effectuant les opérations suivantes :

- 3.3.1.1. Exécuter le programme d'installation et sélectionner Installation personnalisée (Custom Install)
- 3.3.1.2. Sur l'écran Installation personnalisée (Custom Install), sélectionner Restaurer base de données (Clean Database)
- 3.3.1.3. Suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation du logiciel
- 3.3.1.4. Contacter le service du support technique de Cepheid pour convertir et restaurer la base de données

### 3.4. Localisation

3.4.1. Lorsque le logiciel GeneXpert fonctionne en configuration russe, les boîtes de dialogue de sélection des fichiers affichent certains textes en anglais au lieu d'afficher la traduction en russe. Les boîtes de dialogue concernées sont les suivantes : **Enregistrer (Save)** pendant l'opération d'archivage d'un test (Archive Test), **Ouvrir (Open)** pendant l'opération de récupération d'un test (Retrieve Test), Sauvegarde de la base de données (Database Backup) et **Sélectionner fichier (Select File)** pendant la restauration de la base de données (Database Restore).

Les traductions manquantes sont les suivantes :

- "Look In" - "Найти в"
- "File Name" - "Имя файла"
- "Files of Type" - "Тип файлов"
- "Cancel" - "Отменить"
- "Open" - "Открыть"

### 3.5. Contrat de licence du logiciel

3.5.1. Pendant l'installation, l'utilisateur peut ne pas être en mesure d'imprimer le contrat de licence du logiciel sur Windows 11. L'utilisateur peut définir l'application par défaut des fichiers .rtf sur Apache Open Office si elle est installée sur le système afin d'activer l'impression avant l'installation. Il est également possible d'imprimer le contrat après l'installation en ouvrant la version PDF du contrat de licence à partir de l'écran À propos de (About) dans l'application Dx.