

Megjegyzések a GeneXpert® Dx szoftver 6.5a kiadásához

Ez a dokumentum olyan új információkat, ismert korlátozásokat és magyarázatokat tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a *GeneXpert Dx rendszer kezelői kézikönyvében*.

Telepítési és üzemeltetési információk

A 6.5a szoftververzió telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos útmutatást a következő dokumentumokban találja:

- GeneXpert Dx telepítési utasítások, 6.5-ös verzió, D átdolg. (dokumentumszám: 302-4071-HU)
- GeneXpert Dx kezelői kézikönyv, 6.5-ös verzió, C átdolg. (dokumentumszám: 303-3411) IVD-hez
- GeneXpert Dx kezelői kézikönyv, 6.5-ös verzió, E átdolg. (dokumentumszám: 302-8378-HU) a CE-IVD-hez
- Windows 11 GeneXpert Dx többnyelvű tájékoztató (dokumentumszám: 303-5234)

A meglévő 6.5-ös verziójú dokumentumok a 6.5a verzióra is vonatkoznak, mivel a 6.5-ös verziónál megadott utasítások nem változtak.

1. Új funkciók

Ez a javítócsomag a következő frissítéseket tartalmazza:

- Frissült az OpenJDK 8 legújabb verziójára, hogy tartalmazza a fontos biztonsági fejlesztéseket
- A szoftver most már telepíthető Windows 11 rendszerre

2. Megoldott problémák

A legújabb kiadásban kiküszöböltük a szoftver korábbi verzióinak ismert problémáit:

- A távoli felhasználóknak mostantól jelszót kell megadniuk, amikor engedélyezett LDAP-vel jelentkeznek be

3. Ismert problémák

3.1. Teszt létrehozása

Figyelmeztetés:

A Cepheid azt javasolja, hogy mindig ellenőrizze, hogy a laboratóriumi informatikai rendszerbe feltöltött eredmények megfelelnek-e a GeneXpert teszteredményeinek a GeneXpert vagy az állomási rendszer bármilyen módosítása után, beleértve (de nem kizárólagosan) a következőket:

- A GeneXpert szoftververziója
- A GeneXpert tesztdefiníciós verziószáma
- A GeneXpert állomáskommunikációs beállításai
- Az állomás köztes szoftverének vagy konfigurációjának módosítása
- A laboratóriumi informatikai rendszerszoftver vagy -konfiguráció módosítása

Megjegyzések a GeneXpert® Dx szoftver 6.5a kiadásához

3.2. Teszt létrehozása

- 3.2.1. Ne szkenneljen be vonalkódot a Teszt létrehozása (Create Test) párbeszédpanel Betegazonosító (Patient ID) vagy Mintaazonosító (Sample ID) mezőibe, ha már beírta a mezőbe. A mezőbe való beírás után a vonalkód szkennelése érvénytelen karaktereket eredményez. A Betegazonosító (Patient ID) vagy a Mintaazonosító (Sample ID) mező frissítéséhez zárja be a Teszt létrehozása (Create Test) párbeszédpanel, válassza ismét a Teszt létrehozása (Create Test) lehetőséget, és szkennelje az azonosító vonalkódját.
- 3.2.2. A GX Dx 4.6-os és újabb verziói nem támogatják a BA 4-Plex és BG Duplex tesztek kombinációját.

3.3. Adatbázis átalakítása

- 3.3.1. Az adatbázisok áttelepítésével kapcsolatos problémák a következő intézkedésekkel enyhíthetők:
- 3.3.1.1. Futtassa a telepítőt, és válassza ki az egyéni telepítést (custom install)
 - 3.3.1.2. Az egyéni telepítési képernyőn válassza az üres adatbázist (clean database)
 - 3.3.1.3. A szoftver telepítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
 - 3.3.1.4. Az adatbázis konvertálásához és visszaállításához lépjen kapcsolatba a Cepheid műszaki ügyfélszolgálatával

3.4. Lokalizáció

- 3.4.1. Amikor a GeneXpert szoftver az orosz konfigurációban fut, a fájl kiválasztási párbeszédpanelek bizonyos szövegeket angol nyelven jelenítenek meg ahelyett, hogy orosz nyelvre fordítanák le őket. Az érintett párbeszédpanelek: a **Mentés (Save)** párbeszédpanel a Teszt archiválásakor (Archive Test), a **Megnyitás (Open)** párbeszédpanel a Teszt beolvasásakor (Retrieve Test), valamint az Adatbázis biztonsági mentése (Database Backup) és a **Fájl kiválasztása (Select File)** párbeszédpanel az Adatbázis visszaállítása (Database Restore) során.

A hiányzó fordítások a következők:

„Look In” – „Найти в”
„File Name” – „Имя файла”
„Files of Type” – „Тип файлов”
„Cancel” – „Отменить”
„Open” – „Открыть”

3.5. Szoftverlicenc-szerződés

- 3.5.1. A telepítés során előfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja kinyomtatni a szoftverlicenc-szerződést Windows 11 rendszeren. A felhasználó beállíthatja az .rtf fájlok alapértelmezett alkalmazását az Apache Open Office-ra, ha az telepítve van a rendszerre, hogy lehetővé tegye a nyomtatást a telepítés előtt. Másik megoldásként a szerződés a telepítés után kinyomtatható a licencszerződés PDF-változatának megnyitásával a Dx alkalmazás Névjegy (About) képernyőjén.