

Catatan Rilis Perangkat Lunak GeneXpert® Dx 6.5a

Dokumen ini berisi informasi baru, keterbatasan yang diketahui, dan klarifikasi yang tidak tercantum di dalam *Panduan Operator Sistem GeneXpert Dx*.

Informasi Pemasangan dan Pengoperasian

Harap baca dokumen pedoman pemasangan dan pengoperasian untuk versi perangkat lunak 6.5a berikut ini:

- Petunjuk Pemasangan GeneXpert Dx, versi 6.5, Rev. D (Dokumen No. 302-4071-ID)
- Panduan Operator GeneXpert Dx, versi 6.5, Rev. C (Dokumen No. 303-3411) untuk IVD
- Panduan Operator GeneXpert Dx, versi 6.5, Rev. E (Dokumen No. 302-8378-ID) untuk CE-IVD
- Selebaran Multibahasa GeneXpert Dx Windows 11 (Dokumen No. 303-5234)

Dokumen versi 6.5 yang ada juga berlaku untuk versi 6.5a, karena tidak ada perubahan pada petunjuk dari versi 6.5.

1. Fitur Baru

Rilis patch ini mencakup pembaruan berikut ini:

- Peningkatan ke versi OpenJDK 8 terbaru untuk memasukkan peningkatan keamanan
- Perangkat lunak sekarang dapat dipasang pada sistem Windows 11

2. Masalah Teratasi

Rilis terbaru memperbaiki masalah yang diketahui dalam revisi perangkat lunak sebelumnya:

- Pengguna jarak jauh sekarang harus memasukkan kata sandi saat masuk dengan LDAP diaktifkan

3. Masalah yang Diketahui

3.1. Pembuatan Uji

Perhatian:

Cepheid menyarankan untuk selalu mengonfirmasi bahwa hasil yang diunggah LIS sama dengan hasil uji GeneXpert setelah ada perubahan pada GeneXpert atau sistem Host, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) perubahan terhadap yang berikut:

- Versi perangkat lunak GeneXpert
- Versi Definisi Asai GeneXpert
- Pengaturan Komunikasi Host GeneXpert
- Perubahan konfigurasi atau perangkat lunak middleware host
- Perubahan konfigurasi atau perangkat lunak LIS

Catatan Rilis Perangkat Lunak GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Pembuatan Uji

- 3.2.1. Jangan memindai barcode ke dalam bidang Identitas Pasien (Patient ID) atau Identitas Sampel (Sample ID) di kotak dialog Buat Uji (Create Test) jika Anda sudah mengetik di dalam bidang. Pemindaian barcode setelah mengetik ke dalam bidang akan menyebabkan karakter yang tidak valid terpindai. Untuk memperbarui bidang Identitas Pasien (Patient ID) atau Identitas Sampel (Sample ID), tutup kotak dialog Buat Uji (Create Test), pilih kembali Buat Uji (Create Test), dan pindai barcode Identitas.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 dan lebih tinggi tidak mendukung kombinasi BA 4-Plex dan BG Duplex Assays.

3.3. Konversi Basis Data

- 3.3.1. Masalah migrasi basis data dapat dikurangi dengan melakukan langkah-langkah berikut:
 - 3.3.1.1. Menjalankan pemasang dan memilih pemasangan kustom (Custom Install)
 - 3.3.1.2. Di layar pemasangan kustom (Custom Install) memilih basis data bersih (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Mengikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pemasangan perangkat lunak
 - 3.3.1.4. Menghubungi Bantuan Teknis Cepheid untuk mengonversi dan memulihkan basis data

3.4. Pelokalan

- 3.4.1. Ketika perangkat lunak GeneXpert berjalan dalam konfigurasi bahasa Rusia, dialog pemilihan berkas menampilkan beberapa teks dalam bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Dialog yang terdampak adalah dialog **Simpan (Save)** selama Arsipkan Uji (Archive Test), dialog **Buka (Open)** selama Ambil Kembali Uji (Retrieve Test), dialog Cadangan Basis Data (Database Backup), dan dialog **Pilih Berkas (Select File)** selama Pulihkan Basis Data (Database Restore).

Terjemahan yang hilang adalah:

“Look In” - “Найти в”
“File Name” - “Имя файла”
“Files of Type” - “Тип файлов”
“Cancel” - “Отменить”
“Open” - “Открыть”

3.5. Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak

- 3.5.1. Selama pemasangan, pengguna mungkin tidak dapat mencetak perjanjian lisensi Perangkat Lunak pada Windows 11. Pengguna dapat mengatur aplikasi default untuk berkas .rtf ke Apache Open Office jika terpasang pada sistem agar memungkinkan pencetakan sebelum pemasangan. Sebagai alternatif, perjanjian dapat dicetak setelah pemasangan dengan membuka versi PDF Perjanjian Lisensi dari Layar Tentang (About) dalam aplikasi Dx.