

Note sulla versione del software GeneXpert® Dx 6.5a

Questo documento contiene nuove informazioni, limitazioni note e chiarimenti non descritti nel *Manuale dell'operatore del sistema GeneXpert Dx*.

Informazioni sull'installazione e sul funzionamento

Per una guida sull'installazione e il funzionamento del software versione 6.5a, fare riferimento ai seguenti documenti:

- Istruzioni di installazione di GeneXpert Dx, versione 6.5, Rev. D (documento n. 302-4071-IT)
- Manuale dell'operatore di GeneXpert Dx, versione 6.5, Rev. C (documento n. 303-3411) per IVD
- Manuale dell'operatore di GeneXpert Dx, versione 6.5, Rev. E (documento n. 302-8378-IT) per CE-IVD
- Volantino multilingue di Windows 11 GeneXpert Dx (documento n. 303-5234)

I documenti esistenti della versione 6.5 si applicano anche alla versione 6.5a, in quanto non sono state apportate modifiche alle istruzioni della versione 6.5.

1. Nuove caratteristiche

Questa versione della patch include i seguenti aggiornamenti:

- Passaggio alla versione più aggiornata di OpenJDK 8 ai fini dell'integrazione di importanti miglioramenti della sicurezza.
- Possibilità di installazione del software anche sui sistemi Windows 11.

2. Problemi risolti

L'ultima versione corregge i problemi noti nelle versioni precedenti del software:

- Gli utenti remoti devono ora immettere una password quando accedono con il protocollo LDAP abilitato

3. Problemi noti

3.1. Creare un'analisi (Create Test)

Attenzione:

Cepheid consiglia di confermare sempre che i risultati caricati nell'interfaccia LIS corrispondano ai risultati dell'analisi GeneXpert dopo qualunque modifica apportata a GeneXpert o al sistema dell'host incluse, tra le altre, le seguenti modifiche:

- versione del software GeneXpert;
- versione della definizione del saggio GeneXpert;
- impostazioni per la comunicazione con l'host di GeneXpert;
- modifiche al software middleware o alla configurazione dell'host;
- modifiche al software o alla configurazione dell'interfaccia LIS.

Note sulla versione del software GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Creare un'analisi (Create Test)

- 3.2.1. Non eseguire la scansione del codice a barre nel campo ID paziente (Patient ID) o ID campione (Sample ID) nella finestra di dialogo Crea analisi (Create Test) se il campo contiene già un testo digitato. Se si esegue la scansione di un codice a barre dopo aver digitato del testo nel campo, verranno acquisiti caratteri non validi. Per aggiornare il campo ID paziente (Patient ID) o ID campione (Sample ID), chiudere la finestra di dialogo Crea analisi (Create Test) e selezionare di nuovo Crea analisi (Create Test), quindi eseguire la scansione del codice a barre dell'ID.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 e versioni superiori non supportano una combinazione di saggi BA 4-Plex e BG Duplex.

3.3. Conversione database

- 3.3.1. I problemi di migrazione del database possono essere mitigati tramite le azioni seguenti:
 - 3.3.1.1. Eseguire il programma di installazione e selezionare Installazione personalizzata (Custom Install).
 - 3.3.1.2. Nella schermata Installazione personalizzata (Custom Install) selezionare Pulizia database (Clean Database).
 - 3.3.1.3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione del software.
 - 3.3.1.4. Contattare il supporto tecnico di Cepheid per la conversione e il ripristino del database.

3.4. Localizzazione

- 3.4.1. Quando il software GeneXpert viene eseguito nella configurazione per la lingua russa, nelle finestre di dialogo per la selezione dei file viene visualizzato del testo in inglese anziché in russo. Le finestre di dialogo interessate sono la finestra **Salva (Save)** durante l'archiviazione del test, la finestra **Apri (Open)** durante il recupero del test (Retrieve Test), la finestra Backup database (Database Backup) e la finestra **Seleziona file (Select File)** durante il ripristino del database (Database Restore).

Le traduzioni mancanti sono:

- "Look In" – "Найти в"
- "File Name" – "Имя файла"
- "Files of Type" – "Тип файлов"
- "Cancel" – "Отменить"
- "Open" – "Открыть"

3.5. Contratto di licenza del software

- 3.5.1. Durante l'installazione, l'utente potrebbe non essere in grado di stampare il contratto di licenza del software su Windows 11. Per abilitare la stampa prima dell'installazione, l'utente può impostare l'applicazione predefinita per i file .rtf su Apache Open Office, se installato sul sistema. In alternativa, il contratto può essere stampato dopo l'installazione aprendo la versione PDF del contratto di licenza dalla schermata Informazioni (About) nell'applicazione Dx.