

„GeneXpert® Dx“ 6.5a programinės įrangos laidos informacija

Šiame dokumente pateikiama nauja informacija, žinomi apribojimai ir paaiškinimai, kurie nebuvo įtraukti į „GeneXpert Dx“ sistemos operatoriaus vadovą.

Įdiegimo ir naudojimo informacija

6.5a versijos programinės įrangos įdiegimo ir naudojimo gaires žr. toliau nurodytuose dokumentuose.

- „GeneXpert Dx“ įdiegimo instrukcijos, 6.5 versija, D red. (dokumento Nr. 302-4071-LT)
- „GeneXpert Dx“ operatoriaus vadovas, 6.5 versija, C red. (dokumento Nr. 303-3411), skirtas IVD
- „GeneXpert Dx“ operatoriaus vadovas, 6.5 versija, E red. (dokumento Nr. 302-8378-LT), skirtas CE-IVD
- „GeneXpert Dx“ diegimo „Windows 11“ sistemoje daugiakalbė skrajutė (dokumento Nr. 303-5234)

Esami 6.5 versijos dokumentai taip pat taikomi 6.5a versijai, nes 6.5 versijos instrukcijos nebuvo pakeistos.

1. Naujos funkcijos

Šiame pataisos leidime yra toliau nurodyti atnaujinimai.

- Naujovinta į naujausią „OpenJDK 8“ versiją, kad būtų įtraukti svarbūs saugumo patobulinimai
- Dabar programinę įrangą galima įdiegti „Windows 11“ sistemose

2. Išspręstos problemos

Naujausioje versijoje ištaisytos žinomos ankstesnių programinės įrangos versijų problemos:

- Kai įjungtas LDAP, prisijungdami nuotoliniai naudotojai turi įvesti slaptažodį

3. Žinomos problemos

3.1. Tyrimo kūrimas

Dėmesio:

„Cepheid“ rekomenduoja visada, kai tik „GeneXpert“ arba pagrindinio kompiuterio sistemoje įdiegta kokių nors pakeitimų, patvirtinti, kad laboratorijos informacinės sistemos („Laboratory Information System“, LIS) nusiųsti rezultatai atitinka „GeneXpert“ tyrimų rezultatus. Tie pakeitimai gali būti susiję su šiais ir kitais komponentais:

- „GeneXpert“ programinės įrangos versija
- „GeneXpert“ analizės apibrėžties versija
- „GeneXpert“ pagrindinio kompiuterio ryšio nuostatos
- Pagrindinio kompiuterio tarpinės programinės įrangos arba konfigūracijos keitiniai
- LIS programinės įrangos arba konfigūracijos keitiniai

„GeneXpert® Dx“ 6.5a programinės įrangos laidos informacija

3.2. Tyrimo kūrimas

- 3.2.1. Nuskaitykite brūkšninio kodo į dialogo langą „Tyrimo kūrimas (Create Test)“ lauką „Paciento ID (Patient ID)“ arba „Mėginio ID (Sample ID)“, jeigu tame lauke jau esate surinkę tekstą. Nuskaitant brūkšninį kodą į lauką, kuriame yra surinktas tekstas, bus nuskaityti neteisingi ženklai. Norėdami atnaujinti lauką „Paciento ID (Patient ID)“ arba „Mėginio ID (Sample ID)“, užverkite dialogo langą „Tyrimo kūrimas (Create Test)“, tada iš naujo pasirinkite „Tyrimo kūrimas (Create Test)“ ir nuskaitykite ID brūkšninį kodą.
- 3.2.2. „GX Dx“ 4.6 ir vėlesnės versijos nepalaiko „BA 4-Plex“ ir „BG Duplex“ analizės derinio.

3.3. Duomenų bazės konvertavimas

- 3.3.1. Duomenų bazių perkėlimo problemas galima sumažinti atlikus šiuos veiksmus:
- 3.3.1.1. Paleiskite diegimo programą ir pasirinkite pasirinktinį diegimą (Custom Install)
 - 3.3.1.2. Pasirinktinio diegimo (Custom Install) ekrane pasirinkite tuščią duomenų bazę (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas programinės įrangos diegimui užbaigti
 - 3.3.1.4. Norėdami konvertuoti ir atkurti duomenų bazę, susisieki su „Cepheid“ technine pagalba

3.4. Lokalizacija

- 3.4.1. Kai „GeneXpert“ programinė įranga veikia pagal rusiškosios versijos konfigūraciją, failų atrankos dialogo languose dalis teksto pateikiama angliškai, o ne išversta į rusų kalbą. Šių nesklandumų pasitaiko dialogo lange **Irašyti (Save)** vykdant komandą „Archyvuoti tyrimą (Archive Test)“, dialogo lange **Atverti (Open)** vykdant komandą „Nuskaityti tyrimą (Retrieve Test)“, dialogo languose „Duomenų bazės atsarginė kopija (Database Backup)“ ir **Atrinkti failą (Select File)** operacijos „Duomenų bazės atgavimas (Database Restore)“ metu.

Trūksta šių vertimų:

„Look In“ – „Найти в“
„File Name“ – „Имя файла“
„Files of Type“ – „Тип файлов“
„Cancel“ – „Отменить“
„Open“ – „Открыть“

3.5. Programinės įrangos licencijos sutartis

- 3.5.1. Diegdamas „Windows 11“ sistemoje naudotojas gali neturėti galimybės išspausdinti programinės įrangos licencijos sutarties. Naudotojas gali nustatyti „Apache Open Office“ (jei ji įdiegta sistemoje) kaip numatytąją programą „“.rtf“ failams atverti, kad galėtų spausdinti prieš diegdamas. Arba, sutartį galima išspausdinti įdiegus programinę įrangą – tai galima padaryti atvėrus licencijos sutarties PDF failą „Dx“ programos rodinyje „Apie“ (About).