

GeneXpert® Dx 6.5a informācija par programmatūras laidieniem

Šajā dokumentā ir sniegta jauna informācija, zināmie ierobežojumi un paskaidrojumi, kas nav iekļauti sistēmas *GeneXpert Dx operatora rokasgrāmātā*.

Uzstādīšanas un lietošanas informācija

Informāciju par programmatūras versiju 6.5a skatiet tālāk norādītajos dokumentos:

- GeneXpert Dx instalēšanas norādījumi, versija 6.5, red. D (dokuments Nr. 302-4071-LV);
- GeneXpert Dx operatora rokasgrāmata, versija 6.5, red. C (dokuments Nr. 303-3411) attiecībā uz IVD;
- GeneXpert Dx operatora rokasgrāmata, versija 6.5, red. E (dokuments Nr. 302-8378-LV) attiecībā uz CE-IVD;
- Windows 11 GeneXpert Dx daudzvalodu reklāmlapa (dokuments Nr. 303-5234).

Esošie versijas 6.5 dokumenti attiecas arī uz versiju 6.5a, jo no versijas 6.5 nav veiktas nekādas izmaiņas norādījumos.

1. Jaunas funkcijas

Šajā labojumu versijā ir iekļauti tālāk norādītie atjauninājumi.

- Atjaunināts uz jaunāko OpenJDK 8 versiju, lai iekļautu svarīgus drošības uzlabojumus
- Tagad programmatūru var instalēt Windows 11 sistēmās

2. Atrisinātās problēmas

Jaunākajā laidienā ir izlabotas zināmās problēmas iepriekšējās programmatūras versijās:

- piesakoties ar iespējotu LDAP, attālajiem lietotājiem tagad ir jāievada parole.

3. Zināmās problēmas

3.1. Testa izveidošana

Uzmanību:

Cepheid iesaka vienmēr pārliicināties, vai LIS (laboratorijas informācijas sistēmā) augšupielādētie rezultāti atbilst GeneXpert testa rezultātiem pēc tam, kad ir veiktas jebkādas izmaiņas GeneXpert vai resursdatora sistēmā, tostarp (bet ne tikai) izmaiņas attiecībā uz:

- GeneXpert programmatūras versiju;
- GeneXpert analīzes definīcijas versiju;
- GeneXpert resursdatora sakaru iestatījumiem;
- Resursdatora starpprogrammatūru vai konfigurāciju;
- LIS programmatūru vai konfigurāciju.

GeneXpert® Dx 6.5a informācija par programmatūras laidieniem

3.2. Testa izveidošana

- 3.2.1. Neskenējiet svītrkodu dialoglodziņā Izveidot testu (Create Test) laukos Pacienta ID (Patient ID) vai Parauga ID (Sample ID), ja laukā jau ir sāкта ievade. Skenējot svītrkodu pēc tam, kad laukā jau ir sāкта ievade, tiks skenētas nederīgas rakstzīmes. Lai atjauninātu lauku Pacienta ID (Patient ID) vai Parauga ID (Sample ID), aizveriet dialoglodziņu Izveidot testu (Create Test), vēlreiz atlasiet Izveidot testu (Create Test) un skenējiet ID svītrkodu.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 un jaunākas versijas neatbalsta BA 4-Plex un BG Duplex analīžu kombināciju.

3.3. Datubāzes pārveide

- 3.3.1. Datubāzes migrācijas problēmas var mazināt, veicot šādas darbības:
- 3.3.1.1. Palaidiet instalētāju un atlasiet pielāgotu instalēšanu (Custom Install).
 - 3.3.1.2. Pielāgotās instalēšanas (Custom Install) ekrānā atlasiet datubāzes tīrīšanu (Clean Database).
 - 3.3.1.3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu programmatūras instalēšanu.
 - 3.3.1.4. Sazinieties ar Cepheid tehniskā atbalsta dienestu, lai pārveidotu un atjaunotu datubāzi.

3.4. Lokalizācija

- 3.4.1. Kad GeneXpert programmatūra tiek palaista krievu valodas konfigurācijā, failu atlasē dialoglodziņos daļa tekstu krievu valodas tulkojumu vietā tiek rādīta angļiski. Ietekmētie dialoglodziņi ir **Saglabāt (Save)** darbības Arhivēt testu laikā, dialoglodziņš **Atvērt (Open)** darbības Izgūt testu laikā, dialoglodziņš Datubāzes dublēšana (Database Backup) un dialoglodziņš **Atlasīt failu (Select File)** darbības Datubāzes atjaunošana laikā.

Trūkstošie tulkojumi ir šādi:

“Look In” — “Найти в”

“File Name” — “Имя файла”

“Files of Type” — “Тип файлов”

“Cancel” — “Отменить”

“Open” — “Открыть”

3.5. Programmatūras licences līgums

- 3.5.1. Instalēšanas laikā lietotājs, iespējams, nevarēs izdrukāt Programmatūras licences līgumu operētājsistēmā Windows 11. Lietotājs var iestatīt noklusējuma lietojumprogrammu .rtf failiem uz Apache Open Office, ja tā ir instalēta sistēmā, lai iespējotu drukāšanu pirms instalēšanas. Alternatīvi līgumu var izdrukāt pēc instalēšanas, Dx lietojumprogrammā atverot licences līguma PDF versiju no ekrāna Par (About).