

Software-releasenotities GeneXpert® Dx 6.5a

Dit document bevat nieuwe informatie, bekende beperkingen en toelichtingen die niet in de *bedieningshandleiding van het GeneXpert Dx-systeem* zijn opgenomen.

Informatie over installatie en gebruik

Raadpleeg de volgende documenten voor richtlijnen voor installatie en gebruik voor softwareversie 6.5a:

- Installatie-instructies GeneXpert Dx, versie 6.5, Rev. D (documentnr. 302-4071-NL)
- Bedieningshandleiding GeneXpert Dx, versie 6.5, Rev. C (documentnr. 303-3411) voor IVD
- Bedieningshandleiding GeneXpert Dx, versie 6.5, Rev. E (documentnr. 302-8378-NL) voor CE-IVD
- Meertalige brochure Windows 11 GeneXpert Dx (documentnr. 303-5234)

De bestaande versie 6.5-documenten zijn ook van toepassing op versie 6.5a, aangezien er geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de instructies voor versie 6.5.

1. Nieuwe functies

Deze patchrelease bevat de volgende updates:

- Geüpgraded naar de nieuwste versie van OpenJDK 8 om belangrijke beveiligingsverbeteringen op te nemen
- De software kan nu worden geïnstalleerd op Windows 11-systemen

2. Opgeloste problemen

In de laatste versie worden bekende problemen in eerdere revisies van de software gecorrigeerd:

- Externe gebruikers moeten nu een wachtwoord invoeren wanneer ze zich aanmelden met LDAP ingeschakeld

3. Bekende problemen

3.1. Test aanmaken

Opgelet:

Cepheid adviseert na wijzigingen in het GeneXpert- of het hostsysteem altijd te controleren of naar het LIS geüploade resultaten overeenkomen met GeneXpert-testresultaten, waaronder (maar niet beperkt tot) wijzigingen van het volgende:

- Softwareversie GeneXpert
- Versie GeneXpert-assaydefinitie
- Communicatie-instellingen GeneXpert-host
- Software- of configuratiewijzigingen host-middleware
- Wijzigingen LIS-software of -configuratie

Software-releasenotities GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Test aanmaken

- 3.2.1. Scan geen streepjescode in het veld Patiënt-ID (Patient ID) of Monster-ID (Sample ID) in het dialoogvenster Test aanmaken (Create Test) als u al in het veld getypt hebt. Als u een streepjescode scant nadat u in het veld hebt getypt, worden er ongeldige tekens gescand. Als u het veld Patiënt-ID (Patient ID) of Monster-ID (Sample ID) wilt bijwerken, sluit u het dialoogvenster Test aanmaken (Create Test), selecteert u nogmaals Test aanmaken (Create Test) en scant u de ID-streepjescode.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 en hoger biedt geen ondersteuning voor een combinatie van BA 4-Plex- en BG Duplex-assays.

3.3. Databaseconversie

- 3.3.1. Problemen met database-migratie kunnen worden beperkt met de volgende acties:
 - 3.3.1.1. Start de installer en selecteer Aangepaste Installatie (Custom Install)
 - 3.3.1.2. Selecteer op het scherm Aangepaste Installatie (Custom Install) de optie Database opschonen (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Volg de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien
 - 3.3.1.4. Neem contact op met de technische ondersteuning van Cepheid voor conversie en herstel van de database

3.4. Lokalisatie

- 3.4.1. Als de GeneXpert-software wordt uitgevoerd in de Russische configuratie, wordt een deel van de tekst in de dialoogvensters voor bestandsselectie in het Engels weergegeven in plaats van vertaald in het Russisch. Het gaat hierbij om het dialoogvenster **Opslaan (Save)** tijdens Test archiveren (Archive Test), het dialoogvenster **Openen (Open)** tijdens Test ophalen (Retrieve Test), het dialoogvenster Database Back-up (Database Backup) en het dialoogvenster **Bestand selecteren (Select File)** tijdens Database herstellen (Database Restore).

De ontbrekende vertalingen zijn:

“Look In” - “Найти в”
“File Name” - “Имя файла”
“Files of Type” - “Тип файлов”
“Cancel” - “Отменить”
“Open” - “Открыть”

3.5. Softwarelicentieovereenkomst

- 3.5.1. Onder Windows 11 kan de gebruiker tijdens de installatie mogelijk niet de softwarelicentieovereenkomst afdrukken. De gebruiker kan de standaardtoepassing voor rtf-bestanden instellen op Apache Open Office als dit op het systeem is geïnstalleerd om afdrukken vóór installatie mogelijk te maken. Als alternatief kan de overeenkomst na de installatie worden afgedrukt door de PDF-versie van de licentieovereenkomst te openen vanuit het scherm Info (About) in de Dx-toepassing.