

Produktmerknader for programvaren GeneXpert® Dx 6.5a

Dette dokumentet inneholder ny informasjon, kjente begrensninger og avklaringer som ikke er beskrevet i *operatørhåndboken for GeneXpert Dx-systemet*.

Informasjon om installasjon og bruk

Se følgende dokumenter for veiledning om installasjon og bruk for programvareversjon 6.5a:

- Installasjonsinstruksjoner for GeneXpert Dx, versjon 6.5, rev. D (dokumentnr. 302-4071-NO)
- Brukerhåndbok for GeneXpert Dx, versjon 6.5, rev. C (dokumentnr. 303-3411) for IVD
- Brukerhåndbok for GeneXpert Dx, versjon 6.5, rev. E (dokumentnr. 302-8378-NO) for CE-IVD
- Flerspråklig flyer for Windows 11 GeneXpert Dx (dokumentnr. 303-5234)

De eksisterende dokumentene for versjon 6.5 gjelder også versjon 6.5a, da det ikke ble gjort noen endringer i instruksjonene fra versjon 6.5.

1. Nye funksjoner

Denne oppdateringsversjonen inkluderer følgende oppdateringer:

- Oppgradert til den nyeste versjonen av OpenJDK 8 for å innlemme viktige sikkerhetsforbedringer.
- Programvaren kan nå installeres på Windows 11-systemer.

2. Problemer som er løst

Den nyeste versjonen korrigerer kjente problemer i tidligere revisjoner av programvaren:

- Eksterne brukere må nå angi et passord når de logger på med LDAP aktivert.

3. Kjente problemer

3.1. Opprette test

Forsiktig:

Cepheid anbefaler alltid å bekrefte at LIS-opplastede resultater samsvarer med GeneXpert-testresultater etter endringer i GeneXpert- eller vertssystemet, inkludert (men ikke begrenset til) endringer av følgende:

- GeneXpert-programvareversjon
- GeneXpert Assay Definition versjon
- Kommunikasjonsinnstillinger for GeneXpert-vert
- Vertsmellomvare eller konfigurasjon
- LIS-programvare eller konfigurasjon

Produktmerknader for programvaren GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Opprette test

- 3.2.1. Ikke skann en strekkode i Pasient-ID- eller prøve-ID (Test-ID)-feltene i dialogboksen Opprett test (Create Test) hvis du allerede har skrevet i feltet. Hvis du leser inn en strekkode etter at du har skrevet i feltet, blir ugyldige tegn skannet. Hvis du vil oppdatere Pasient-ID- eller Prøve-ID (Sample-ID)-feltet, lukker du dialogboksen Opprett test (Create Test), velger Opprett test (Create Test) på nytt og skanner ID-strekkoden.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 og høyere støtter ikke en kombinasjon av BA 4-Plex- og BG Duplex-analyser.

3.3. Databasekonvertering

- 3.3.1. Databasemigrasjonsproblemer kan reduseres ved å utføre følgende handlinger:
 - 3.3.1.1. Kjør installasjonsprogrammet og velg tilpasset installasjon.
 - 3.3.1.2. På tilpasset installasjonsskjerm velger du ren database.
 - 3.3.1.3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.
 - 3.3.1.4. Kontakt Cepheid Technical Support for å konvertere og gjenopprette database.

3.4. Lokalisering

- 3.4.1. Når GeneXpert-programvaren kjøres i den russiske konfigurasjonen, vises noe tekst på engelsk i dialogboksene for filvalg i stedet for å bli oversatt til russisk. De berørte dialogboksene er dialogboksen **Lagre (Save)** under Arkiver test (Archive Test), dialogboksen **Åpne (Open)** under Hent test (Retrieve Test), dialogboksen Sikkerhetskopiering av databasen (Database Backup) og dialogboksen **Velg fil (Select File)** under Databasegjenoppretting (Database Restore).

De manglende oversettelsene er:

- «Look In» – «Найти в»
- «File Name» – «Имя файла»
- «Files of Type» – «Тип файлов»
- «Cancel» – «Отменить»
- «Open» – «Открыть»

3.5. Programvarelisensavtale

- 3.5.1. Under installasjonen kan det hende at brukeren ikke kan skrive ut programvarelisensavtalen i Windows 11. Brukeren kan sette standardprogrammet for .rtf-filer til Apache Open Office hvis det er installert på systemet, for å muliggjøre utskrift før installasjon. Alternativt kan avtalen skrives ut etter installasjon ved å åpne PDF-versjonen av lisensavtalen fra skjermen Om (About) i Dx-applikasjonen.