

Informacje o wydaniu oprogramowania GeneXpert® Dx 6.5a

Niniejszy dokument zawiera nowe informacje, znane ograniczenia i wyjaśnienia, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi systemu GeneXpert Dx.

Informacje dotyczące instalacji i obsługi

Wskazówki dotyczące instalacji i obsługi oprogramowania w wersji 6.5a znajdują się w następujących dokumentach:

- Instrukcja instalacji systemu GeneXpert Dx, wersja 6.5, wer. D (dokument nr 302-4071-PL)
- Instrukcja obsługi systemu GeneXpert Dx, wersja 6.5, wer. C (nr dokumentu 303-3411) w przypadku IVD
- Instrukcja obsługi systemu GeneXpert Dx, wersja 6.5, wer. E (nr dokumentu 302-8378-PL) w przypadku CE-IVD
- Ulotka wielojęzyczna systemu Windows 11 GeneXpert Dx (nr dokumentu 303-5234)

Istniejące dokumenty dotyczące wersji 6.5 mają zastosowanie również w przypadku 6.5a, ponieważ od wersji 6.5 w instrukcji nie wprowadzono żadnych zmian.

1. Nowe funkcje

Niniejsza wersja poprawki zawiera następujące aktualizacje:

- Zaktualizowano do najnowszej wersji OpenJDK 8 w celu uwzględnienia ważnych ulepszeń zabezpieczeń
- Oprogramowanie można teraz zainstalować w systemach Windows 11

2. Rozwiązane problemy

W najnowszej wersji rozwiązano problemy występujące we wcześniejszych wersjach oprogramowania:

- Użytkownicy zdalni są teraz zobowiązani do wprowadzenia hasła podczas logowania przy włączonym LDAP

3. Znane problemy

3.1. Nowe badanie

Przestroga:

Firma Cepheid zaleca zawsze sprawdzić, czy wyniki przesłane do systemu LIS są zgodne z wynikami testów GeneXpert po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w systemie GeneXpert lub w systemie hosta, w tym zmian w zakresie między innymi poniższych parametrów:

- Wersja oprogramowania GeneXpert
- Wersja definicji testu (ADF) GeneXpert
- Ustawienia komunikacji hosta GeneXpert
- Zmiany w konfiguracji lub zmiany oprogramowania pośredniczącego hosta
- Zmiany w konfiguracji lub oprogramowaniu systemu LIS

Informacje o wydaniu oprogramowania GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Nowe badanie

- 3.2.1. Nie należy skanować kodu kreskowego w polach Identyfikator pacjenta (Patient ID) ani Identyfikator próbki (Sample ID) w oknie dialogowym Nowe badanie (Create Test), jeśli już wpisano informacje w tych polach. Zeskanowanie kodu kreskowego po wpisaniu w polu spowoduje zeskanowanie nieprawidłowych znaków. Aby zaktualizować zawartość pól Identyfikator pacjenta (Patient ID) lub Identyfikator próbki (Sample ID), należy zamknąć okno dialogowe Nowe badanie (Create Test), ponownie wybrać polecenie Nowe badanie (Create Test) i zeskanować kod kreskowy.
- 3.2.2. Oprogramowanie Gx Dx w wersji 4.6 i wyższej nie obsługuje kombinacji testów BA 4-Plex i BG Duplex.

3.3. Konwersja bazy danych

- 3.3.1. Problemy dotyczące migracji bazy danych można ograniczyć, wykonując następujące czynności:
 - 3.3.1.1. Uruchomić instalator i wybrać opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install)
 - 3.3.1.2. Na ekranie Instalacja niestandardowa (Custom Install) wybrać opcję Pusta baza danych (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania
 - 3.3.1.4. Skontaktować się z Centrum wsparcia klienta firmy Cepheid, aby skonwertować i przywrócić bazę danych

3.4. Lokalizacja

- 3.4.1. Gdy oprogramowanie GeneXpert jest uruchomione w wersji rosyjskiej, okno dialogowe wyboru plików wyświetla częściowo tekst w języku angielskim zamiast przetłumaczyć go na rosyjski. Okna dialogowe, których to dotyczy to: **Zapisywanie (Save)** podczas testu archiwizacji (Retrieve Test), okno dialogowe **Otwieranie (Open)** podczas procedury pobierania testu (Archive Test), okno dialogowe Kopia zapasowa bazy danych (Database Backup) oraz **Wybieranie pliku (Select File)** podczas przywracania bazy danych (Database Restore).

Brakujące tłumaczenia to:

„Look In” – „Найти в”
„File Name” – „Имя файла”
„Files of Type” – „Тип файлов”
„Cancel” – „Отменить”
„Open” – „Открыть”

3.5. Umowa licencyjna oprogramowania systemu

- 3.5.1. Podczas instalacji użytkownik może mieć możliwości wydrukowania umowy licencyjnej oprogramowania w systemie Windows 11. Użytkownik może ustawić Apache Open Office jako aplikację domyślną dla plików .rtf, jeśli została ona zainstalowana w systemie, aby umożliwić drukowanie przed instalacją. Innym rozwiązaniem jest wydrukowanie umowy po instalacji poprzez otwarcie umowy licencyjnej w wersji PDF na ekranie Informacje (About) w aplikacji Dx.