

Notas da versão 6.5a do software GeneXpert® Dx

Este documento contém novas informações, limitações conhecidas e clarificações não abordadas no *Manual do utilizador do sistema GeneXpert Dx*.

Informações sobre a instalação e o funcionamento

Consulte os seguintes documentos para obter orientações sobre a instalação e o funcionamento para a versão 6.5a do software:

- Instruções de instalação do GeneXpert Dx, versão 6.5, Rev. D (documento n.º 302-4071-PT)
- Manual do utilizador do GeneXpert Dx, versão 6.5, Rev. C (documento n.º 303-3411-PT) para IVD
- Manual do utilizador do GeneXpert Dx, versão 6.5, Rev. E (documento n.º 302-8378-PT) para CE-IVD
- Folheto multilíngue do GeneXpert Dx para o Windows 11 (documento n.º 303-5234)

Os documentos existentes para a versão 6.5 também se aplicam à versão 6.5a, pois não foram feitas alterações às instruções da versão 6.5.

1. Novas funcionalidades

Este lançamento desta versão inclui as seguintes atualizações:

- Atualização para a versão mais recente do OpenJDK 8 de modo a incorporar melhorias de segurança importantes
- O software pode agora ser instalado nos sistemas Windows 11

2. Problemas resolvidos

A última versão corrige problemas conhecidos de revisões anteriores do software:

- Os utilizadores remotos têm agora de introduzir uma palavra-passe ao iniciar sessão com o LDAP ativado

3. Problemas conhecidos

3.1. Criar teste

Cuidado:

A Cepheid recomenda que se confirme sempre que os resultados carregados pelo LIS correspondem aos resultados do teste do GeneXpert após qualquer alteração ao sistema do GeneXpert ou do anfitrião, incluindo (entre outras) alterações a:

- Versão de software GeneXpert
- Versão de definição do teste GeneXpert
- Definições de comunicação do anfitrião do GeneXpert s
- Alterações ao software ou middleware do anfitrião ou de configuração
- Alterações ao software do LIS ou de configuração

Notas da versão 6.5a do software GeneXpert® Dx

3.2. Criar teste

- 3.2.1. Não proceda à leitura de um código de barras para os campos de ID do doente (Patient ID) ou ID da amostra (Sample ID) na caixa de diálogo Criar teste (Create Test), se já tiver escrito no campo. Efetuar a leitura de um código de barras após escrever no campo fará com que sejam lidos caracteres inválidos. Para atualizar o campo ID do doente (Patient ID) ou ID da amostra (Sample ID), feche a caixa de diálogo Criar teste (Create Test), selecione novamente Criar teste (Create Test) e, de seguida, proceda à leitura dos códigos de barras de ID.
- 3.2.2. O GX Dx 4.6 e versões posteriores não são compatíveis com uma combinação dos testes de BA 4-Plex e BG Duplex.

3.3. Conversão da base de dados

- 3.3.1. Os problemas de migração da base de dados podem ser atenuados através das seguintes ações:
- 3.3.1.1. Executar o instalador e selecionar instalação personalizada (Custom Install)
 - 3.3.1.2. No ecrã de instalação personalizada (Custom Install), selecione base de dados limpa (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do software
 - 3.3.1.4. Contacte a Assistência Técnica da Cepheid para converter e restaurar a base de dados

3.4. Localização

- 3.4.1. Quando o software GeneXpert é executado na versão russa, as caixas de diálogo da seleção de ficheiros apresentam algum texto em inglês ao invés de russo. As caixas de diálogo afetadas são a caixa de diálogo **Guardar (Save)** durante a tarefa Arquivar teste (Archive Test), a caixa de diálogo **Abrir (Open)** durante a tarefa Recuperar teste (Retrieve Test), a caixa de diálogo Fazer cópia de segurança da base de dados (Database Backup) e a caixa de diálogo **Selecionar ficheiro (Select File)** durante a tarefa de Restauração de base de dados (Database Restore).

As traduções em falta são:

“Look in” – “Найти в”
“File Name” – “Имя файла”
“Files of Type” – “Тип файлов”
“Cancel” – “Отменить”
“Open” – “Открыть”

3.5. Acordo de Licença do Software

- 3.5.1. Durante a instalação, o utilizador poderá não conseguir imprimir o contrato de licença do software no Windows 11. O utilizador pode definir a aplicação predefinida para ficheiros .rtf para Apache Open Office se estiver instalada no sistema para permitir a impressão antes da instalação. Em alternativa, o acordo pode ser impresso após a instalação, abrindo a versão em PDF do Acordo de licença a partir do ecrã “Acerca de” (About) na aplicação Dx.