

Note privind versiunea software GeneXpert® Dx 6.5a

Acest document conține informații noi, limitări cunoscute și clarificări care nu sunt descrise în *Manualul de utilizare al sistemului GeneXpert Dx*.

Informații privind instalarea și funcționarea

Consultați următoarele documente pentru îndrumări privind instalarea și funcționarea pentru versiunea de software 6.5a:

- Instrucțiunile de instalare pentru GeneXpert Dx, versiunea 6.5, Rev. D (nr. document 302-4071-RO)
- Manualul de utilizare pentru GeneXpert Dx, versiunea 6.5, Rev. C (nr. document 303-3411) pentru IVD
- Manualul de utilizare pentru GeneXpert Dx, versiunea 6.5, Rev. E (nr. document 302-8378-RO) pentru CE-IVD
- Broșura multilingvă Windows 11 pentru GeneXpert Dx (nr. document 303-5234)

Documentele existente pentru versiunea 6.5 se aplică și versiunii 6.5a, deoarece nu s-au adus modificări instrucțiunilor din versiunea 6.5.

1. Funcții noi

Această versiune a corecției include următoarele actualizări:

- S-a actualizat la cea mai recentă versiune OpenJDK 8 pentru a încorpora îmbunătățiri importante de securitate
- Software-ul poate fi acum instalat pe sistemele Windows 11

2. Probleme rezolvate

Ultima versiune remediază problemele cunoscute în versiunile anterioare ale software-ului:

- Utilizatorii la distanță trebuie acum să introducă o parolă atunci când se autentifică cu LDAP activat

3. Probleme cunoscute

3.1. Creare test

Atenție:

Cepheid recomandă să se confirme întotdeauna că rezultatele încărcate în LIS corespund rezultatelor testelor GeneXpert după orice modificări aduse GeneXpert sau sistemului gazdă, inclusiv (dar fără a se limita la) următoarele modificări:

- Versiunea de software GeneXpert
- Versiunea definiției analizei GeneXpert
- Setările de comunicare ale gazdei GeneXpert
- Software-ul middleware al gazdei sau modificările configurației
- Modificări ale software-ului LIS sau ale configurației

Note privind versiunea software GeneXpert® Dx 6.5a

3.2. Creare test

- 3.2.1. Nu scanați un cod de bare în câmpurile ID pacient (Patient ID) sau ID probă (Sample ID) din caseta de dialog Creare test (Create Test) dacă ați tastat deja în câmpul respectiv. Scanarea unui cod de bare după tastarea în câmpul respectiv va determina scanarea unor caractere nevalide. Pentru a actualiza câmpul ID pacient (Patient ID) sau ID probă (Sample ID), închideți caseta de dialog Creare test (Create Test), selectați Creare test (Create Test) din nou și scanați codul de bare al ID-ului.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 și versiunile ulterioare nu acceptă o combinație de analize BA 4-Plex și BG Duplex.

3.3. Conversia bazei de date

- 3.3.1. Problemele legate de migrarea bazei de date pot fi atenuate prin efectuarea următoarelor acțiuni:
 - 3.3.1.1. Rulați programul de instalare și selectați instalarea personalizată (custom install)
 - 3.3.1.2. Pe ecranul de instalare personalizată (custom install), selectați curățarea bazei de date (clean database)
 - 3.3.1.3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea software-ului
 - 3.3.1.4. Contactați departamentul de asistență tehnică Cepheid pentru a converti și restabili baza de date

3.4. Localizarea

- 3.4.1. Atunci când software-ul GeneXpert este rulat în configurația în limba rusă, casetele de dialog pentru selectarea fișierelor afișează text în limba engleză în loc să fie traduse în limba rusă. Casetele de dialog afectate sunt caseta de dialog **Salvare (Save)** în timpul arhivării testului, caseta de dialog **Deschidere (Open)** în timpul recuperării testului, caseta de dialog Copiere de rezervă bază de date (Database Backup) și caseta de dialog **Selectare fișier (Select File)** în timpul restabilirii bazei de date.

Traducerile lipsă sunt:

„Căutare în” (Look In) - „Найти в”
„Nume fișier” (File Name) - „Имя файла”
„Fișiere de tipul” (Files of Type) - „Тип файлов”
„Anulare” (Cancel) - „Отменить”
„Deschidere” (Open) - „Открыть”

3.5. Acord de licență software

- 3.5.1. În timpul instalării, este posibil ca utilizatorul să nu poată imprima acordul de licență software pe Windows 11. Utilizatorul poate seta aplicația implicită pentru fișierele .rtf la Apache Open Office, dacă este instalată pe sistem, pentru a permite imprimarea înainte de instalare. Alternativ, acordul poate fi imprimat după instalare deschizând versiunea PDF a acordului de licență din ecranul Despre (About) din aplicația Dx.