

## GeneXpert® Dx 6.5a mjukvaruversion – Information

Detta dokument innehåller ny information, kända begränsningar och förtydliganden som inte beskrivs i *Användarmanualen till GeneXpert Dx-systemet*.

### Installations- och driftsinformation

Se följande dokument för installations- och driftvägledning för mjukvaruversion 6.5a:

- GeneXpert Dx installationsinstruktioner, version 6.5, Rev. D (dokumentnr. 302-4071-SV)
- GeneXpert Dx användarmanual, version 6.5, Rev. C (dokumentnr. 303-3411) för IVD
- GeneXpert Dx användarmanual, version 6.5, Rev. E (dokumentnr. 302-8378-SV) för CE-IVD
- Windows 11 GeneXpert Dx flerspråkig broschyr (dokumentnr. 303-5234)

De befintliga dokumenten för version 6.5 gäller även för version 6.5a, eftersom inga ändringar gjordes i instruktionerna från version 6.5.

### 1. Nya funktioner

Denna patchversion innehåller följande uppdateringar:

- Uppgraderad till den senaste versionen av OpenJDK 8 för att införliva viktiga säkerhetsförbättringar
- Mjukvaran kan nu installeras på Windows 11-system

### 2. Lösta problem

Den senaste versionen korrigerar kända problem i tidigare versioner av mjukvaran:

- Fjärranvändare måste nu ange ett lösenord när de loggar in med LDAP aktiverat

### 3. Kända problem

#### 3.1. Skapa test

##### Försiktighet:

Cepheid rekommenderar att du alltid bekräftar att LIS-uppladdade resultat matchar GeneXpert-testresultat efter eventuella ändringar i GeneXpert- eller värdsystemet, inklusive (men inte begränsat till) ändringar av följande:

- GeneXpert-mjukvarans version
- GeneXpert-assay definitionsversion
- Inställningar för GeneXpert värdkommunikation
- Ändringar i värdens mellanmjukvara eller konfiguration
- Ändringar i LIS-mjukvara eller konfiguration

## GeneXpert® Dx 6.5a mjukvaruversion – Information

### 3.2. Skapa test

- 3.2.1. Skanna inte in en streckkod i fälten Patient-ID (Patient ID) eller Prov-ID (Sample ID) i dialogrutan Skapa test (Create Test) om du redan har skrivit i fältet. Om du skannar in en streckkod efter att ha skrivit i fältet leder det till att ogiltiga tecken skannas in. För att uppdatera fältet Patient-ID (Patient ID) eller Prov-ID (Sample ID), stäng dialogrutan Skapa test (Create Test), välj Skapa test (Create Test) igen och skanna ID-streckkoden.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 och senare stöder inte kombination av BA 4-Plex- och BG Duplex-assayer.

### 3.3. Databaskonversion

- 3.3.1. Problem med databasmigrering kan mildras med följande åtgärder:
  - 3.3.1.1. Kör installeraren och välj Anpassad installation (Custom Install)
  - 3.3.1.2. På skärmen för anpassad installation (Custom Install) ska du välja Ny databas (Clean Database)
  - 3.3.1.3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen av mjukvaran
  - 3.3.1.4. Kontakta Cepheid teknisk support för att konvertera och återställa databasen

### 3.4. Lokalisering

- 3.4.1. När mjukvaran GeneXpert körs i den ryska konfigurationen, visar urvalsdialogrutorna viss text på engelska i stället för på ryska. De berörda dialogrutorna är **Spara** (Save) under arkivera test, **Öppna** (Open) under hämta test, databassäkerhetskopiering och **Välj fil** (Select File) under databasåterställning.

De översättningar som saknas är:

- “Look In” - “Найти в”
- “File Name” - “Имя файла”
- “Files of Type” - “Тип файлов”
- “Cancel” - “Отменить”
- “Open” - “Открыть”

### 3.5. Licensavtal för mjukvara

- 3.5.1. Under installationen kanske användaren inte kan skriva ut licensavtalet för mjukvaran i Windows 11. Användaren kan ställa in standardprogrammet för .rtf-filer till Apache Open Office om det är installerat på systemet för att aktivera utskrift före installation. Alternativt kan avtalet skrivas ut efter installationen genom att öppna PDF-versionen av licensavtalet från skärmen Om (About) i Dx-programmet.