

# Примітки до версії програмного забезпечення GeneXpert® Dx 6.5a

Цей документ містить нову інформацію, відомі обмеження та пояснення, не описані в *Інструкції з використання системи GeneXpert Dx*.

## Відомості щодо встановлення та експлуатації

Будь ласка, зверніться до наведених нижче документів для отримання інструкцій щодо встановлення та експлуатації програмного забезпечення версії 6.5a:

- Інструкція зі встановлення GeneXpert Dx, версія 6.5, ред. D (№ документа 302-4071-UK)
- Посібник оператора GeneXpert Dx, версія 6.5, ред. C (№ документа 303-3411) для IVD
- Посібник оператора GeneXpert Dx, версія 6.5, ред. E (№ документа 302-8378-UK) для CE-IVD
- Інформаційний буклет щодо багатомовної версії GeneXpert Dx для Windows 11 (№ документа 303-5234)

Чинні документи версії 6.5 також застосовуються до версії 6.5a, оскільки в інструкції не було внесено жодних змін порівняно з версією 6.5.

## 1. Нові функції

Це оновлення включає такі зміни:

- Оновлено до останньої версії OpenJDK 8 для впровадження важливих покращень безпеки
- Програмне забезпечення тепер можна встановлювати на системах з Windows 11

## 2. Virішені проблеми

Останній випуск виправляє відомі проблеми у попередніх версіях програмного забезпечення:

- Віддалені користувачі тепер зобов'язані вводити пароль під час входу при ввімкненому LDAP

## 3. Відомі проблеми

### 3.1. Створити аналіз

#### Увага:

Компанія Serheid рекомендує завжди підтверджувати, що завантажені результати в систему LIS відповідають результатам аналізу GeneXpert після будь-яких змін у системі GeneXpert або хості, включаючи (серед іншого) наступні:

- Версія програмного забезпечення GeneXpert
- Версія визначення аналізу GeneXpert
- Параметри налаштування зв'язків хосту GeneXpert
- Зміни проміжного програмного забезпечення або конфігурації
- Зміни програмного забезпечення або конфігурації системи LIS

## Примітки до версії програмного забезпечення GeneXpert® Dx 6.5a

### 3.2. Створити аналіз

- 3.2.1. Не скануйте штрих-код в полях ID пацієнта (Patient ID) або ID образця (Sample ID) в діалоговому вікні Создать анализ (Create Test), якщо ви вже вносили зміни в це поле. Сканування штрих-коду після написання в полі призведе до того, що будуть скановані нечинні символи. Щоб оновити штрих-код в полях ID пацієнта (Patient ID) або ID образця (Sample ID), закрийте діалогове вікно Создать анализ (Create Test), потім знову оберіть Создать анализ (Create Test) та скануйте штрих-код ID.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 та вище не підтримує комбінацію одночасних аналізів BA 4-Plex та BG Duplex.

### 3.3. Перетворення бази даних

- 3.3.1. Проблеми міграції баз даних можна мінімізувати, виконавши такі дії:
  - 3.3.1.1. Запустіть програму встановлення та виберіть вибірку установку (Custom install)
  - 3.3.1.2. На екрані вибіркової установки виберіть чисту базу даних (Clean database)
  - 3.3.1.3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити встановлення програмного забезпечення
  - 3.3.1.4. Зверніться до служби технічної підтримки компанії Cepheid, щоб перетворити та відновити базу даних

### 3.4. Локалізація

- 3.4.1. Коли програмне забезпечення GeneXpert працює в російській конфігурації, діалог вибору файлу відображає деяку кількість тексту англійською мовою замість того, щоб показувати переклад російською мовою. Такими діалогами є: **Сохранить (Save)** під час Архивирование анализа (Archive Test), **Открыть (Open)** під час Получение анализа (Retrieve Test), Резервное копирование базы данных (Database Backup dialog) та **Выбрать файл (Select File)** під час Восстановление базы данных (Database Restore).

Неперекладене:

"Look In" - "Найти в"

"File Name" - "Имя файла"

"Files of Type" - "Тип файлов"

"Cancel" - "Отменить"

"Open" - "Открыть"

### 3.5. Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення

- 3.5.1. Під час встановлення користувач може не мати змоги роздрукувати ліцензійну угоду щодо програмного забезпечення на Windows 11. Щоб мати можливість друку до встановлення, користувач може призначити Apache Open Office програмою за замовчуванням для файлів формату .rtf, якщо її встановлено у системі. Або угоду можна роздрукувати після встановлення, відкривши PDF-версію License Agreement (ліцензійної угоди) на екрані Про програму (About) у межах застосунку прикладання Dx.